



Pozdrav!
Mi smo
Vaši savjetnici
za stomu!

Zadrži
osmijeh!

Biti prijateljski stoma brend u svijetu. To je naš cilj.

Razvijanje proizvoda za stomu i prodaja širom svijeta putem mreže distributera je upravo ono što radimo u Oxmedu.

Za nas je briga o stomi najbitnija.





Cornelion sadrži opsežan raspon vrećica za stому i srodnih proizvoda. Ističemo se nudeći više robnih marki, od kojih mnoge razvijamo i proizvodimo sami, kako bismo optimalno zadovoljili mnoge različite potrebe koje postoje u njezi stome diljem svijeta.

Oxmed je međunarodni privatni stoma brand koji je na svjetskom tržištu od 2011. godine. Oxmed uspješno surađuje s distributerima u mnogim zemljama diljem svijeta. Od siječnja 2021. Oxmed je brand Corneliona koji je specijaliziran za europsku njegu stome. Healthcare Group Oxmed će rasti do jednog od glavnih brendova na tržištu stome.

Skin-friendly ✓
User-friendly ✓
Customer-friendly ✓

Gore navedene izjave u potpunosti su ugrađene u Oxmedov DNK i proizvode. Sve iz razloga što osjećamo i razumijemo da je život sa stomom često dovoljno izazovan. Doživite ono što naša ljubaznost može postići. Za korisnike, zdravstvene djelatnike i sve zainteresirane za njegu stome. Prijateljstvo je naša razlika.



Koristite moje
jedinstvene
značajke



Rješenje za:

- ✓ Napuhivanje
- ✓ Higijenu
- ✓ Vakuum

Naše jedinstvene značajke: integrirani ventil




Integrirani ventil

Integrirani ventil fantastičan je i nov način odzračivanja vrećice koji omogućuje puštanje zraka van ili unutra, na primjer u slučaju pojave vakuuma. Također se može koristiti za učinkovitije čišćenje ispiranjem vrećice kroz otvor za ventilaciju.




Ispiranje vrećice za ileostomu



Integrirani ventilacijski otvor u našim vrećicama omogućuje ispiranje vrećice tijekom nošenja. Higijenski način čišćenja stome i vrećice. Više higijene i udobnosti za korisnika zahvaljujući ovom jedinstvenom rješenju.



Razvijmo više
jedinstvenih
značajki
zajedno!



Filter



Filter

Naš iznimno dobar filter s aktivnim ugljenom pruža vrlo dug put neutralizacije mirisa te može očistiti velike količine vjetrova. To znači da će plin biti bez mirisa kada napusti filter. Propuštanje kroz filter spriječeno je zaštitnim unutarnjim slojevima vrećice te dugim putem za neutralizaciju mirisa unutar filtera.




CE

Podložna pločica

Osjećati se sigurno u vezi svoje vrećice je nešto što svaki korisnik želi. Zato je Oxmed razvio podložnu pločicu koja je dizajnirana posebno za korisnike. Čvrstoća ljepila podložne pločice namjerno je ojačana. Vrlo je fleksibilna i ugodna za kožu zbog sastava hidrokoloida. Napravljena je isključivo od prirodnih elemenata i ne sadrži životinjske sastojke.

Podložna pločica osigurava sigurno prijanjanje, štiti kožu i učinkovito upija vlagu. Činjenica da se sve podložne pločice ne moraju prethodno zagrijati prije pričvršćivanja dodatni je bonus koji vam štedi puno vremena i daje osjećaj sigurnosti. Udobno uklanjanje podložne pločice je druga bonus značajka, kojom su korisnici diljem svijeta vrlo zadovoljni.

Oxmedove podložne pločice lako se mogu rezati na željenu veličinu te su dostupne u unaprijed izrezanim veličinama.



Podložna pločica

Ugodna za kožu i vrlo fleksibilna podložna pločica izrađena je od 100% hidrokoloida bez želatine. Pruža sigurno prijanjanje, štiti kožu i učinkovito upija vlagu. Stvara izvrsnu ravnotežu između sigurnog prijanjanja i udobnog uklanjanja. Pločica je dostupna u unaprijed izrezanim veličinama ili se lako može izrezati na željenu veličinu.

✓ Ugodna za kožu



Ultra light

Oxmed Ultra lagane pločice odgovor su na probleme curenja. Podložna pločica izuzetno je tanka, vrlo fleksibilna te ugodna na dodir i osjećaj. Ultra light pločica ima rebra za dodatno sigurno prijanjanje na stranama, rebra izbjegavaju uvijanje rubova.



Sloj pjene

Neke od Oxmed hidrokoloidnih podložnih pločica imaju vrlo mekanu podlogu od pjene. Ovaj mekani i glatki sloj pjene čini pločicu vrlo udobnom za nošenje.



2-dijelni sustav s prstenom

Pouzdan, siguran i čvrst sustav s prstenom vrlo je fleksibilan što korisniku pruža visoku udobnost. Vrećice se lako mogu pričvrstiti na podložnu pločicu. Plutajući prsten osigurava vrlo čvrstu i fleksibilnu vezu između vrećice i podložne pločice.

Dodatno

Tkanina

Vrlo mekana, prozračna i vodootporna tkanina je ugodna za kožu. Vrlo brzo se suši nakon kupanja ili tuširanja. Sloj mekog filma ima izvrsnu barijeru kisika, potpuno sprječava prijenos mirisa.

Pregledni prozor

Vrećica za stomu uključuje prozor za pregled koji omogućuje pregled stome kao i izlaz. Vrlo je korisno kada nanosite vrećicu kako biste bili sigurni da je pravilno smještena/postavljena.

Integrirano zatvaranje na čičak ili stezaljka/mekana vezica

Naš inovativni asortiman proizvoda za ileostomu uključuje vrećicu s integriranim zatvaračem na čičak, koja otvaranje i zatvaranje vrećice čini jednostavnim zadatkom. Vrećice za ileostomu bez čičak trake mogu se sigurno zatvoriti pomoću stezaljke ili meke vezice.

Nepovratni sustav


Zbog nepovratnog sustava koji sprječava da mokraćna teče natrag prema stomi, rizik od curenja je minimalan čak i u ležećem položaju a udobnost za korisnika je povećana.

Ispust za urin

Siguran i korisniku prikladan ispust za urin može se jednostavno spojiti na noćnu vrećicu za urin ili vrećicu uz nogu, bez korištenja produžnog konektora.



Računajte
na nas!





Pozdrav, Ja sam Colo!

Ja sam Vaš savjetnik za **Kolostomu**.
Pogledajte moje proizvode i značajke!

Radimo
zajedno

Što prijatelji misle o Colu!

- ✓ Stručnjak
- ✓ Zatvorenog tipa
- ✓ Voli se vezati za osobe s kolostomom
- ✓ Njegovi savjeti često pružaju olakšanje
- ✓ Pravi prijatelj
- ✓ Duhovit i ponekad svojevoljan




1-DIJELNI ULTRA LAGAN




1-DIJELNI S PJENOM




1-DIJELNA KONVEKSNA




1-DIJELNA S PJENOM MINI



2-DIJELNI ULTRA LAGAN



2-DIJELNA S FLASTEROM



2-DIJELNA KONVEKSNA



2-PIECE BAG




Pozdrav, Ja sam Ileo!



1-DIJELNI S PJENOM



1-DIJELNI ULTRA LAGAN




1-DIJELNI MINI



1-DIJELNA KONVEKSNA



2-DIJELNI S FLASTEROM



2-DIJELNA ULTRA LAGANA



2-DIJELNA VREĆICA



2-DIJELNA KONVEKSNA

Ja sam Vaš savjetnik za ileostomu.
Pogledajte moje jedinstvene značajke!



Više info?
provjeri
oxmed.com

Što prijatelji misle o Ileo!

- ✓ Ima veliko znanje o vrećicama namijenjenim za ileostomu
- ✓ Otvorenog tipa i pouzdan
- ✓ Veliki ljubitelj higijene
- ✓ Svugdje se osjeća kao kod kuće
- ✓ Uvijek rješava probleme s lakoćom



Pozdrav, Ja sam Uro!

Ja sam Vaš savjetnik za **Urostopu**.
Pogledajte moje proizvode i jedinstvene značajke!



Što prijatelji misle o Uru!

- ✓ Šarmantan, modno osviješten lik
- ✓ Opušten
- ✓ Stručnjak u području urostomije
- ✓ Zna što je bitno korisnicima




1-DIJELNI ULTRA LAGAN



1-DIJELNI S PJENOM



1-DIJELNA KONVEKSNA



2-DIJELNA ULTRA LAGANA



2-DIJELNA S FLASTEROM



2-DIJELNA KONVEKSNA




2-DIJELNA VREĆICA



Noćna vrećica za urin

Noćna vrećica za urin izrađena je od visokokvalitetnih materijala i može se spojiti na većinu vrećica za urostomu. To je ne-sterilna vrećica u obliku kapi, koja se može prazniti jednom rukom pomoću kliznog sustava. Vrećica ima i nepovratni sustav, tako da urin ne može teći natrag u cijev. Zahvaljujući posebnom filteru, mogućnost stvaranja vakuuma u vrećici je minimalna.

- ✓ Može se vrlo jednostavno, bez ikakvog dodatnog pribora, spojiti na većinu urostomskih vrećica
- ✓ Može se isprazniti jednom rukom
- ✓ Nepovratni sustav osigurava da se urin ne vrati natrag u cijev
- ✓ Poseban filter umanjuje stvaranje vakuuma unutar vrećice



**Posebnosti za
jedinstvene
ljude!**



Jedinstveni

Ja sam Vaš stručnjak za **posebnosti**.
Pogledajte moje proizvode i značajke!

Što prijatelji misle u Jedinstvenom!

- ✓ Zna da je svaki pojedinac jedinstven
- ✓ Ima visoke vrijednosti kada je u pitanju kvaliteta
- ✓ Voli pomagati ljudima u teškim situacijama
- ✓ Vrlo čist i uredan tip

Sustav za zbrinjavanje rana

Zahvaljujući prozirnomo
prozoru u čvrstoj
vrećici za prikupljanje, rana
se može pravilno pregledati
u bilo koje vrijeme bez
ometanja procesa cijeljenja

Dvostruki patentni zatvarač
koji se lako otvara i zatvara
cijelom dužinom vrećice,
omogućuje brzu i udobnu
njegu rana



Sustav za ispuštavanje omogućuje sigurno
ispuštanje. Ovaj sustav omogućuje
spajanje s vrećicom za kateter,
vakuom pumpom ili drugom vrećicom
za prikupljanje.

ZenSetiv hidrokolojna pasta i hidrokolojne trake mogu
se koristiti za popunjavanje nepravilnosti na koži.



CE
1639

Prednosti

Udobna njega

Fleksibilni sustavi za zbrinjavanje rana ne propuštaju i mogu ostati na mjestu nekoliko dana: Veća udobnost za korisnika i značajna ušteda novca i vremena.

Prozirna pristupna površina

Velika, prozirna pristupna površina s integriranim dvostrukim patentnim zatvaračem omogućuje potpuni pristup rani za promatranje i liječenje, bez uklanjanja sustava za zbrinjavanje rana.

Optimalno prijanjanje

Mekano, prozračno hidrokoloidno ljepilo osigurava optimalno prijanjanje i fleksibilnost, visoku razinu udobnosti te sprječava kožne reakcije.

Zračni jastuk

Kroz integrirani otvor za zrak moguće je unijeti veliku količinu zraka kako bi se spriječilo da sloj filma dodiruje područje rane. Proces cijeljenja rane će stoga biti neoštećen te će dovesti do povećanja udobnosti za pacijenta.

Trake na čičak

Prilikom otvaranja vrećice na četiri veće veličine, rubovi otvora se mogu pričvrstiti na susjedne čičak trake tako da vrećica ostaje otvorena bez potrebe za držanjem, omogućujući lak pristup s obje ruke.


Kapacitet ispuštanja i sakupljanja

Integrirana vrećica za prikupljanje omogućuje dobar kapacitet ispuštanja i sakupljanja, posebno dizajnirana za kronične rane. Na primjer rane s fistulom, jako inficirane rane i/ili rane u kombinaciji sa stomom.

Ispuštanje

Irigacija, ispuštanje i kateterizacija nisu problem zahvaljujući sustavu za ispuštanje postavljenom na vrećicu. Ako sustav za ispuštanje nije potreban, može se jednostavno odrezati ili preklopiti natrag: integrirani sklopivi zatvarač osigurava sigurno zatvaranje sustava za zbrinjavanje rana. Nije važno kako je postavljen sustav za zbrinjavanje rana: vodoravno ili okomito, sadržaj sustava za zbrinjavanje rana može se jednostavno ispustiti kroz jednu od tri slavine. Uvijek postoji barem jedna koji je okrenuta prema dolje radi udobnog ispuštanja.

- ✓ **Pričvršćuje se na kožu na nekoliko dana**
- ✓ **Sterilno je, stoga budite oprezni kada koristite**
- ✓ **Ima fleksibilnu podložnu pločicu ugodnu za kožu**
- ✓ **Dostupno u raznim veličinama i oblicima**




CE
1639



Naši Dodaci




A2001 ZenSetiv hidrokolooidna pasta, 57 grama



A2010 ZenSetiv hidrokolooidni modelirajući prstenovi \varnothing 50 mm, 2,5 mm debljine



A2011 ZenSetiv hidrokolooidni \varnothing 50 mm prstenovi, 4 mm debljine



A2013 ZenSetiv hidrokolooidni \varnothing 100 mm rings 2,5 mm debljine



A2015 ZenSetiv hidrokolooidne polukružne trakice



A2016 ZenSetiv mikroporozne polukružne trakice



A2018 ZenSetiv zaštitni puder 28,3 grama



A2020 ZenSetiv upijajući jastučići



ABS125 ZenSetiv Stoma Remen 125/2,8



AB250 ZenSetiv bočica za irigaciju



AST25150 ZenSetiv Slikonska Traka 2,5 cm x 1,5 cm

Skenirajte QR kod
Za sve proizvode



Što prijatelji misle o Dodatku!

- ✓ Cijeni čvrstu osnovu i kvalitetan materijal
- ✓ Ima veliku grupu raznolikih prijatelja
- ✓ Hodajuća enciklopedija u svom području
- ✓ Bira kvalitetu umjesto kvantitete
- ✓ Nije je previše patlidžana, rođen je takav



ASPLA100 ZenSetiv Stoma Plaster 10 x 10 cm



ASPLA75 ZenSetiv Stoma Plaster 7,5 x 7,5 cm



ASP2100 ZenSetiv Silicon Plaster 10 x 10 cm



ASP275 ZenSetiv Silicon Plaster 7,5 x 7,5 cm




ASR2100 ZenSetiv Silicon Plaster with split 10 x 10 cm




ASR275 ZenSetiv Silicon Plaster with split 7,5 x 7,5 cm



HSU200 ZenSetiv Hydrocolloid Shape Ultra Thin Square rounded edges 20 x 20 cm



HSU511 ZenSetiv Hydrocolloid Shape Ultra Thin Strips rounded edges 5 x 11 cm



HSU311 ZenSetiv Hydrocolloid Shape Ultra Thin Strips rounded edges 3 x 11 cm



ZSA2011 ZenSetiv Adhesive Remover Spray 50 ml



WSC50 Secuthin barrier crème

Više info?
provjeri
oxmed.com



Popis proizvoda

ZenSiv 1-dijelni proizvodi

Kolostoma (closed bag, viewing window, filter, beige, cut-to-fit)

Article No.		Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Foam Hydrocolloid flat wafer, integrated air vent				
C1NB10V		10-60 mm	20	20
C1NB25V		25 mm	20	20
C1NB29V		29 mm	20	20
C1NB32V		32 mm	20	20
C1NB38V		38 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid wafer				
C1NB10-30		10 - 60 mm	30	20
Ultra-Light Hydrocolloid wafer, transparent				
C1NC10		10 - 60 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, integrated air vent				
C1NB10V-HC-30		10- 60 mm	30	12
Hydrocolloid flat wafer, Plaster edge				
C1PB10		10 -60 mm	20	20
Hydrocolloid flat wafer, Plaster edge integrated air vent				
C1PB10V-30		10 - 60 mm	30	12
Convex (6mm) Hydrocolloid medium wafer, integrated air vent				
C1CMB10V		10 - 38 mm	10	20
Convex (6mm) Hydrocolloid large wafer, integrated air vent				
C1CLB10V		10 - 45 mm	10	20

Mini bag

Foam Hydrocolloid flat wafer				
N1NB10		10 - 50 mm	20	20

Ileostoma (drainable bag, viewing window, filter, beige, cut-to-fit)

Article No.		Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Foam Hydrocolloid flat wafer, velcro closure, integrated air vent				
D1FB10XV		10 - 80 mm	20	20
D1NB25XV		25 mm	20	20
D1NB29XV		29 mm	20	20
D1NB32XV		32 mm	20	20
D1NB38XV		38 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, clamp closure				
D1NB10		10 - 80 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, velcro closure				
D1NB10X		10 - 80 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, velcro closure, integrated air vent				
D1NB10XV		10 - 80 mm	20	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, velcro closure, integrated air vent, transparent				
D1NT10XV		10 - 80 mm	20	20
Convex (6mm) Hydrocolloid medium wafer, velcro closure integrated air vent				
D1CMB10XV		10 - 38 mm	10	20
Convex (6mm) Hydrocolloid large wafer, velcro closure, integrated air vent				
D1CLB10XV		10 - 45 mm	10	20

Mini bag

Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, clamp closure				
M1NB10		10 - 50 mm	20	20
Foam Hydrocolloid flat wafer, velcro closure				
M1NB10X		10 - 50 mm	20	20



Urostoma (flex tap, viewing window, beige, cut-to-fit)					
Article No.			Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Foam Hydrocolloid flat wafer					
U1FB10F			10 - 60 mm	15	20
U1NB25F			25 mm	15	20
U1NB29F			29 mm	15	20
U1NB32F			32 mm	15	20
U1NB38F			38 mm	15	20
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer					
U1NB10F			10 - 60 mm	15	20
Hydrocolloid flat wafer, Plaster edge					
U1PB10F			10 - 60 mm	15	20
Convex (6mm) Hydrocolloid medium wafer					
U1CMB10F			10 - 45 mm	10	20

TRANSPARENT					
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer					
U1NC10F			10 - 60 mm	15	20

Post-Op bag (flex tap, access pannel, beige, cut-to-fit)					
Article No.		Volume ml	Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Hydrocolloid flat wafer, velcro closure, flextap, cut-to-fit					
P1NT10		1000	10 - 100 mm	10	10

ZenSiv 2-dijelni proizvodi

Podložne pločice (ring connection, cut-to-fit)					
Article No.		Ring size	Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Ultra-Light Hydrocolloid flat wafer, floating flange					
B2N410		40 mm	10 - 38 mm	5	10
B2N510		50 mm	10 - 45 mm	5	10
B2N610		60 mm	10 - 57 mm	5	10
B2N710		70 mm	10 - 65 mm	5	10
B2N810		80 mm	10 - 70 mm	5	10
B2N1000		100 mm	10 - 90 mm	5	10
Hydrocolloid flat wafer, Plaster egde, floating flange					
B2P410		40 mm	10 - 38 mm	5	10
B2P510		50 mm	10 - 45 mm	5	10
B2P610		60 mm	10 - 57 mm	5	10
B2P710		70 mm	10 - 65 mm	5	10
Convex (6mm) Hydrocolloid wafer					
B2C510		50 mm	10 - 45 mm	5	10
B2C610		60 mm	10 - 57 mm	5	10

ZenSiv 2-dijelni proizvodi



Kolostoma vrećice (ring connection, viewing window, beige)

Article No.	Ring size	Stoma ø	Pieces in Box	Boxes in carton
Colostomy closed bag, filter				
C2B4	40 mm	10 - 38 mm	15	20
C2B5	50 mm	10 - 45 mm	15	20
C2B6	60 mm	10 - 57 mm	15	20
C2B7	70 mm	10 - 65 mm	15	20
C2B8	80 mm	10 - 70 mm	15	20

Colostomy closed bag, filter, integrated air vent

C2B4V	40 mm	10 - 38 mm	15	20
C2B5V	50 mm	10 - 45 mm	15	20
C2B6V	60 mm	10 - 57 mm	15	20
C2B7V	70 mm	10 - 65 mm	15	20
C2B8V	80 mm	10 - 70 mm	15	20

Ileostoma vrećice (ring connection, viewing window, beige)

Ileostomy 2-piece drainable bag, filter, clamp closure

D2B4	40 mm	10 - 38 mm	15	20
D2B5	50 mm	10 - 45 mm	15	20
D2B6	60 mm	10 - 57 mm	15	20
D2B7	70 mm	10 - 65 mm	15	20
D2B8	80 mm	10 - 70 mm	15	20
D2B10	100 mm	10 - 90 mm	15	20

Ileostomy 2-piece drainable bag, filter, velcro closure

D2B5X	50 mm	10 - 45 mm	15	20
D2B6X	60 mm	10 - 57 mm	15	20
D2B7X	70 mm	10 - 65 mm	15	20

Ileostomy 2-piece drainable bag, filter, velcro closure, integrated air vent

D2B5XV	50 mm	10 - 45 mm	15	20
D2B6XV	60 mm	10 - 57 mm	15	20
D2B7XV	70 mm	10 - 65 mm	15	20

Urostoma vrećice (ring connection, viewing window, beige)

Urostomy 2-piece bag, flex tap

U2B4F	40 mm	10 - 38 mm	15	20
U2B5F	50 mm	10 - 45 mm	15	20
U2B6F	60 mm	10 - 57 mm	15	20



For deviant products contact us directly

Stoma dodaci

Article No.	Description			Pieces in Box	Boxes in carton
A2001	Paste of hydrocolloid, alcohol free, 57gr.			1	100
A2010	Ring of hydrokolloid, ø 50/2,5mm			20	50
A2011	Ring of hydrokolloid, ø 50/4mm			20	50
A2013	Ring of hydrokolloid, ø 100/4mm			10	40
A2015	Half moon fixation Strips of hydrocolloid			20	40
A2016	Half moon fixation Strips of microporous plaster			20	40
A2018	Skin protection Powder of hydrocolloid			1	250
A2020	Absorbent Sachtes			90	34
ABS125	Stoma Belt 125/2,8 cm			1	100
AB250	Irrigation Bottle			1	1
ZSA2011	Adhesive Remover Spray (silicon based) 50ml			1	30
WSC50	Skin Barrier Cream 50 gr.			1	40

Hidrokoloidni oblici/Skin Barrier (with rounded edges, non-sterile)

Article No.	Description		Size	Pieces in Box	Boxes in carton
HSU200	Shape with Ultra Light hydrocolloid (20 x 20 cm)		20 x 20 cm	5	20
HSU311	Shape with Ultra Light hydrocolloid (3 x 11 cm)		3 x 11 cm	20	30
HSU511	Shape with Ultra Light hydrocolloid (5 x 11 cm)		5 x 11 cm	20	30

Plasters & Tape

Article No.	Description		Size	Pieces in Box	Boxes in carton
ASPLA100	Stoma Plaster 10x10 cm		10 x 10 cm	20	10
ASPLA75	Stoma Plaster 7,5 x 7,5 cm		7,5 x 7,5 cm	20	10
ASP2100	Silicon Plaster 10x10 cm		10 x 10 cm	20	10
ASP275	Silicon Plaster 7,5x7,5 cm		7,5 x 7,5 cm	20	10
ASR2100	Silicon Plaster with split 10x10 cm		10 x 10 cm	20	10
ASR275	Silicon Plaster with split 7,5x7,5 cm		7,5 x 7,5 cm	20	10
AST25150	Silicon Tape 2,5 cm x 150 cm		2,5 x 150 cm	1	63

Urine Collection Bags (non Sterile)

Article No.	Description	Volume ml	Tube	Pieces in Box	Boxes in carton
WMNZ2000	Weldra Urine Drainage Bag	2000	135 cm	10	4
WMNZ3000	Weldra Urine Drainage Bag	3000	140 cm	10	4
WMNZ500	Weldra Urine Leg Bag, with reversing valve	500	80 cm	10	4
WMNZ501	Weldra Urine Leg Bag, with T-valve	500	80 cm	10	4



ZenZipp All-In-One Wound Manager



Wound/Drainage and Fistula Pouch (sterile, double function outlet, integrated air vent, cut-to-fit)

Article No.	Description	Outlets	Max. Cut size	Pieces in Box	Pieces per carton
Hydrocolloid wafer					
ZZ050030N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, pedreatic, 50x30 mm	1	50 x 30 mm	10	18
ZZ110075N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, 110x75 mm	1	110 x 75 mm	10	12
ZZ110110N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, 110x110 mm	1	110 x 110 mm	5	12
ZZ170120N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, 170x120 mm	3	170 x 120 mm	3	8
ZZ220170N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, 220x170 mm	3	220 x 170 mm	3	8
ZZ270190N	Wound/Drainage and Fistula Pouch, 270x190 mm	3	270 x 190 mm	3	6
Hydrocolloid wafer, integrated zipper					
ZZ110075	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 110x75 mm	1	110 x 75 mm	10	12
ZZ110110	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 110x110 mm	1	110 x 110 mm	5	20
ZZ170120	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 170x120 mm	3	170 x 120 mm	3	8
ZZ220170	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 220x170 mm	3	220 x 170 mm	3	8
ZZ270190	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 270x190 mm	3	270 x 190 mm	3	6
ZZ390240	Wound/Drainage and Fistula Pouch with zipper, 390x240 mm	3	390 x 240 mm	3	6

Call us
friendly!




Ballooning Cartoon



Napomene

**Biti prijateljski
stoma brend u
svijetu.
To je naš cilj.**



**Hvala,
vidimo se
uskoro!**



OxMed International GmbH, Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
info@oxmed.com | oxmed.com



Issue: 01.2022-03